



LABORATORIO CLÍNICO ANCUD

INSTRUCTIVO ORINA POR BOLSA RECOLECTORA

Estimado paciente, a continuación se encuentran los requisitos y/o instrucciones a seguir para la correcta toma de muestra de sus exámenes:

Material para la toma de muestra: Bolsa Recolectora.

Lugar de toma de muestra: Dependencias del Laboratorio clínico Ancud, Sala de toma de muestras.

Indicaciones:

1. La muestra es tomada por la TENS o Enfermera.
2. El recolector debe permanecer adherido como máximo 30 minutos. Si tras ese tiempo, el paciente no ha orinado, se repite el mismo procedimiento.
3. Utilizar como máximo 3 recolectores.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al:



652-622254



contacto@laboratorioancud.cl



Anibal Pinto 308, Ancud



LABORATORIO CLÍNICO ANCUD

INSTRUCTIVO ORINA POR BOLSA RECOLECTORA

Estimado paciente, a continuación se encuentran los requisitos y/o instrucciones a seguir para la correcta toma de muestra de sus exámenes:

Material para la toma de muestra: Bolsa Recolectora.

Lugar de toma de muestra: Dependencias del Laboratorio clínico Ancud, Sala de toma de muestras.

Indicaciones:

1. La muestra es tomada por la TENS o Enfermera.
2. El recolector debe permanecer adherido como máximo 30 minutos. Si tras ese tiempo, el paciente no ha orinado, se repite el mismo procedimiento.
3. Utilizar como máximo 3 recolectores.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al:



652-622254



contacto@laboratorioancud.cl



Anibal Pinto 308, Ancud